

FYNCE



**FYNCE Massage gun met 4 opzetstukken
/ Draadloos Massage pistool**

04-003A
FYNCE

FYNCE wil u als eerst enorm bedanken voor uw aankoop.

Om u te belonen voor uw aankoop krijgt u gratis toegang tot 2 van onze FYNCE ebooks:

- *'Thuis sporten - meer dan 50 oefeningen'*
- *'Sporten - Warming up & Cooling down'*

Ontvang jouw gratis ebooks via de onderstaande link!

<https://www.fynce.nl/handleidingen>

FYNCE raadt u aan voor gebruik altijd de handleiding zorgvuldig door te lezen en de handelingen ook volgens de handleiding uit te voeren.

FYNCE is bereikbaar voor vragen, klachten of andere opmerkingen.

Bereik onze klantenservice:

- Mail: contact@fynce.nl

NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

- De drinkfles uitgelegd

Onderdelen

1. Massage gun
2. 4 opzetstukjes
3. Draag en opbergtas

De massage gun (1) is een 'pistool' omdat deze de hele tijd heen en weer 'schiet'. Door het juiste opzetstuk op de massage gun te plaatsen kun je de spieren in je lichaam laten ontspannen.

De massage gun is in te stellen in 6 standen, waarbij 1 de traagste stand is en 6 de hoogste stand is, dan beweegt het kopstuk, waar het opzetstuk op zit het snelst.

Bij de massage gun worden 4 opzetstukjes (2) meegeleverd. Elk opzetstuk voelt anders tegen je lichaam, zo is ook weer elk opzetstuk voor een ander deel van je lichaam bedoeld. Kijk voor meer informatie door over in het bijgeleverde ebook '*Sporten - Warming up & Cooling down*'.

Alles wordt geleverd in een draag en opbergkoffer (3), in deze koffer kan de massage gun compleet met al de meegeleverde accessoires makkelijk meegenomen en opgeborgen worden.



NEDERLANDSE HANDLEIDING

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

> LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Inspecteer alle onderdelen voor gebruik op krassen, gaten, scheuren, versleten delen, verkleuring of losse stiksels en andere ongewone kwesties. Mocht er iets niet in orde zijn met een onderdeel, gebruik het product dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.
- Dit product is geen speelgoed, het is dus niet bedoeld om mee te spelen. Houdt de elementen dus ook uit de buurt van kinderen, huisdieren of eventuele andere individuen die toezicht nodig hebben.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Controleer voor gebruik goed of alle onderdelen op de juiste manier zijn opgesteld en bevestigd.
- Gebruik alle onderdelen op een verantwoorde manier.
- Start de oefeningen langzaam en gebruik soepele, gecontroleerde bewegingen om zo de onderdelen onder controle te krijgen.
- Gebruik alle onderdelen alleen en altijd op een verantwoorde manier. lubiX/ FYNCE is niet aanspreekbaar en/ of verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van dit product.
- Weerhoudt de onderdelen van langdurige te warme (> 35 graden celsius) of te koude (< -15 graden celsius) ruimtes.
- Gebruik de onderdelen alleen op de manier waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik dit product alleen op verantwoorde en doordachte manieren. Verkeerd gebruik van kan leiden tot blessures en ongelukken.
- Maak alle elementen regelmatig schoon.
- Houdt tijdens het opladen dit product weg bij water.
- Haal dit product niet uit elkaar en/of probeer er veranderingen aan te brengen.
- Vermijd sterke schokken of stoten.
- Laadt dit product alleen op op de manier zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Als de massage gun of oplader rookt, een vieze geur afgeeft, opwarm warmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een risico op brand of een elektrische schok zijn, neem dan zo snel mogelijk de volgende maatregelen:
 1. Koppel de lader / laadkabel los van het stopcontact als het opladen bezig is.
 2. Schakel de massage gun uit.

- Gebruik de oplader van de massage gun niet voor andere voorwerpen dan deze massage gun.
- Mocht je ooit afwijkingen opmerken (inclusief huiduitslag of irritatie), stop dan onmiddellijk met het gebruik van de massage gun en raadpleeg een arts.
- Dit product is geen medisch hulpmiddel.
- Dit product is niet bestemd voor in de vriezer of magnetron.
- Alle elementen zijn niet waterdicht, houdt deze dus uit vochtige ruimtes.
- Het gebruik van dit product wordt niet aangeraden voor met medische implantaten zoals pacemakers.
- Vermijd schoonmaken met chemische hulpmiddelen, Regelmatig schoonmaken met enkel een vochtige doek is voldoende.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

> INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x Massage pistool

> Geleverd in het zwart



1x Vork vorm

> Geleverd in het zwart



1x Bal vorm

> Geleverd in het zwart



1x Kogel vorm

> Geleverd in het zwart



1x Maan vorm

> Geleverd in het zwart



1x Opberg en draagkoffer

> Geleverd in het zwart



> TIPS VOOR GEBRUIK

- Het aanhouden van de juiste houding is essentieel tijdens het ontspannen en gebruiken van deze massage gun. Zorg ervoor dat je je spieren ontspant.
- Deze massage gun kan je spieren ook opwarmen of laten relaxen, goed om je spieren voor te bereiden voor je workout!
- Wissel je niveaus af totdat je de juiste hebt gevonden, soms verschilt je voorkeur voor niveau ook per plek.
- Gebruik de opzetstukken voor de aangewezen plekken, uiteraard kun je daar ook voorzichtig mee experimenteren, wellicht voelt het ene opzetstuk wel beter op een hele andere plek dan door ons wordt aangegeven.
- Gebruik de bijgeleverde ebooks om meer te weten te komen over de massage gun en de warming up en cooling down en om inspiratie te krijgen voor sport oefeningen voor thuis!

> UW ELEMENTEN SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

Om de elementen schoon te maken raden we aan om te vegen met een vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere schoonmaakmiddelen op de banden, aangezien deze de latex kunnen beschadigen en/of verzwakken

We raden aan de massage gun en de andere elementen op een koele, droge plaats uit de buurt van vocht, hitte en direct zonlicht. Gebruik daarvoor natuurlijk de opberg en draag koffer, daar past namelijk alles in!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WWW.FYNCE.NL

CONTACT@FYNCE.NL